



Silky Gold – уретральные баллонные катетеры с силиконовым покрытием для краткосрочного дренажа мочи, обладающие следующими особенностями:

- Катетеры SILKYGOLD производятся из натурального латекса.
- Гладкая силиконизированная канюля обеспечивает легкое введение и не травмирует мочеиспускательный канал.
- Укрепленная структура канюли предупреждает выпадение катетера и препятствует его сдавлению.
- Ультратонкий эластичный устойчивый к давлению баллон симметричной формы равномерно растягивается по всем направлениям, гарантируя безопасность пациента.
- Увеличенный дренажный канал обеспечивает эффективный отток мочи, а благодаря круглому просвету минимизируется его инкрустация.
- Соответствие международным стандартам BS EN 1616:1997 и ASTM F623-99.

Вид катетера	Размер (Fr)	Объем баллона (мл)	Артикул
Стандартный двухходовый	12 - 26	5 – 15	1215
Стандартный двухходовый	12 - 30	30 – 50	1250
Стандартный трехходовый	16 - 26	30 - 50	1350
Неонатальный двухходовый	6	1,5	1200
Педиатрический двухходовый	8 - 10	3 - 5	1205
Женский двухходовый	12 - 24	15 - 30	1215F

РАЗМЕРЫ

Fr	Цветовая маркировка
6	Коричневый
8	Черный
10	Серый
12	Белый
14	Зеленый
16	Оранжевый
18	Красный
20	Желтый
22	Фиолетовый
24	Синий
26	Розовый
28	Коричневый
30	Черный

УПАКОВКА

Стерильная индивидуальная блистерная упаковка.
10 штук/коробка; 500 штук/картонная коробка
Общая масса: 15,3 кг.



СЭЙДЖ

Эксклюзивный импортер
Ribbel International Limited
в России

Центральный офис (Москва)

Тел.: +7 (495) 234-39-45, 234-39-46
E-mail: info@sagedmed.ru

Северо-западный регион (Санкт-Петербург)

Тел.: +7 (812) 607-59-98
E-mail: sage-spb@sagedmed.ru

Поволжье (Нижний Новгород)

Тел.: +7 (831) 411-94-56
E-mail: sage-volga@sagedmed.ru

Южный регион (Краснодар)

Тел.: +7 (861) 238-61-12
E-mail: sage-kuban@sagedmed.ru

Урал (Екатеринбург)

Тел.: +7 (343) 286-19-77
E-mail: sage-ural@sagedmed.ru

Сибирь (Новосибирск)

Тел.: +7 (383) 311-00-73
E-mail: sage-sibir@sagedmed.ru